

NIPPON-IDPA 2019日 第25回 ポスタルマッチ ステージ1



NIPPON IDPA POSTAL MATCH

St1 Standard 6

CoF designer : *medic*

シナリオ: スタンダード

**ステージプロップ:**

#ターゲットの高さは上のターゲットの肩が120cm、  
その下にヘッドをくっつけて配置

**リロード: IDPALリーガルリロード**

スコアリング: リミテッドピッカーズ、18発  
ターゲット: 6IDPAターゲット

**ステージ手順:**

テーブル上に6発のマガジンでロードしたガンとすべてのマガジン、ローダーをおいてイスに座り、手を太股の上においてスタンバイ。ブザーの後、ガンを取りストロングハンドオンリーでT1-3に2発ずつ。スライドロック、エンプティチャンバーリロードを行い、ウィークハンドオンリーでT4-6に2発ずつ。フリースタイルでT1-6にヘッドショットで1発ずつ。最初のリロードのみスライドロック、エンプティチャンバーリロードを、後はIDPALリーガルリロード。

**備考:** 注: 射撃終了までイスから立ち上がらないこと!

カービン、ファンシュートでは、装弾数の制限なし、スタートはガンをテーブルにおいてスタンバイ。カービン部門は射撃終了までに必ず1度リロード(種類は問わない)を行うこと。

